

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dppa4 Para Wb Y Elisa - Q7L190

Número de artículo: CM0017094

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DPPA4 humano, validado para WB y ELISA. Detecta DPPA4 endógeno en especies humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en células madre y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DPPA4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	2410091M23Rik; DPPA4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55211
ID de Gen	55211
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 15-304 del DPPA4 humano (NP_060659.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7L190
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo