

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dpyd Para Wb, Elisa - Q12882

Número de artículo: CM0023985

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DPYD, validado en WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Adecuado para el estudio de las vías de degradación de pirimidinas y el metabolismo de la 5-fluorouracilo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DPYD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DHP; DPD; DYPD; DHPDHASE; DPYD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1806
GeneID	1806
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 1-173 del DPYD humano (NP_000101.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q12882
Peso Proteico	111kDa
Envío	Bolsa de hielo