


Anticuerpo Policlonal Anti-Dpys Para Wb, Elisa - Q14117

Número de artículo: CM0025780



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DPYS humano (dihidropirimidinasa), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación del metabolismo de las pirimidinas y enfermedades relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DPYS Conejo pAb
Observaciones/Alias	DHP; DHPasa; DPYS
Especie	Humano
GeneID (humano)	1807
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-519 de DPYS humano (NP_001376.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q14117
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo