


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dpysl3 Para Wb, Elisa - Q14195

Número de artículo: CM0016730



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra DPYSL3 humano (CRMP-4). Adecuado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de guía axonal y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DPYSL3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DRP3; ULIP; CRMP4; DRP-3; LCRMP; CRMP-4; ULIP-1; DPYSL3
Especie	Humano
GeneID	1809
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 440-520 del DPYSL3 humano (NP_001378.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q14195
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo