

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dr1 Para Wb Y Elisa - Q01658

Número de artículo: CM0028458



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-DR1 de alta calidad validado para WB y ELISA. Detecta DR1 (NC2/NC2-beta) en muestras de humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NC2; NC2B; NCB2; NC2-BETA; DR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1810
GeneID	1810
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-176 del DR1 humano (NP_001929.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01658
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo