

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dr4 Para Fc, Elisa - 000220

Número de artículo: CM0007533



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra DR4 humano (TNFRSF10A/TRAIL-R1), validado para citometría de flujo (FC) y ELISA. El inmunógeno recombinante (aa 124-232) garantiza la especificidad. Ideal para aplicaciones de investigación sobre apoptosis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-DR4
Observaciones/alias	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; miembro 10a de la superfamilia de receptores del TNF
Especie	Humano
GeneID (humano)	8797
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 124-232 de DR4 humano (NP_003835.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O00220
Peso proteico	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo