


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dr5/Trailr2/Tnfrsf10B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14763

Número de artículo: CM0002921



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra DR5/TRAILR2/TNFRSF10B humano (Receptor de muerte 5). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en apoptosis y cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | DR5/TRAILR2/TNFRSF10B Rabbit mAb                                                                                             |
| Observaciones/Alias | DR5; CD262; KILLER; TRICK2; TRICKB; ZTNFR9; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B; TRAIL-R2; KILLER/DR5; DR5/TRAILR2/TNFRSF10B           |
| Especie             | Humano                                                                                                                       |
| ID del gen (Humano) | 8795                                                                                                                         |
| ID del gen          | 8795                                                                                                                         |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 341-440 de DR5/TRAILR2/TNFRSF10B humano (O14763) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                       |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                     |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                     |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                          |
| SWISS               | O14763                                                                                                                       |
| Peso de la proteína | 48kDa                                                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                               |