

Anticuerpo Policlonal Anti-Drap1 Para Wb Y Elisa - Q14919

Número de artículo: CM0024160



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo DRAP1 validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con DRAP1 humano, de ratón y de rata, un correpressor transcripcional. Ideal para estudios de regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DRAP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alíase	NC2-alfa; DRAP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10589
GeneID	10589
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-150 del DRAP1 humano (NP_006433.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14919
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo