

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Drd1 Para Wb Y Elisa - P21728

Número de artículo: CM0028119



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DRD1 humano (receptor de dopamina D1), apto para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Ideal para investigación en neurociencia y señalización por GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DRD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DADR; DRD1A; DRD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1812
GeneID	1812
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 338-446 del DRD1 humano (NP_000785.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	P21728
Peso de la proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo