


Anticuerpo Policlonico Anti-Drd4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P21917

Número de artículo: CM0013637



Introducción

Anticuerpo policlonico Anti-DRD4 producido en conejo contra un péptido sintético dentro de los aminoácidos 100-200 de la DRD4 humana. Validado para WB, IHC-P, ELISA, y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios del receptor de dopamina D4 en investigación en neurociencia y comportamiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DRD4 Rabbit pAb
Notas/Alias	D4DR; DRD4
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1815
ID del Gen	1815
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de la DRD4 humana (NP_000788.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P21917
Peso de la Proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo