

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dreb1B Para Wb Y Elisa - P93835

Número de artículo: CM0020388

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DREB1B (CBF1) de Arabidopsis thaliana, adecuado para WB y ELISA. Ideal para estudios de factores de transcripción de estrés por frío y tolerancia a la congelación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	DREB1B pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ATCBF1; Factor de unión a repetición C/DRE 1; PROTEÍNA DE UNIÓN A DRE 1B; DREB1B; T30C3.11; ACTIVADOR TRANSCRIPCIONAL CBF1
Especie	Arabidopsis thaliana
GenelD	828653
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de DREB1B de Arabidopsis thaliana (NP_567721.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	P93835
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo