


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Drg1 Para Wb, Elisa - Q9Y295

Número de artículo: CM0026093



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DRG1 (NEDD3) humano, validado para aplicaciones de WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ortólogos de ratón y rata. Ideal para investigación sobre hidrólisis de GTP, polimerización de microtúbulos y ensamblaje del huso mitótico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DRG1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NEDD3; DRG1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4733
ID del gen	4733
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 158-367 de DRG1 humano (NP_004138.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y295
Peso de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo