

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Drg2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P55039

Número de artículo: CM0019246

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DRG2 humano, una GTPasa implicada en la traducción. Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con DRG2 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la actividad de GTPasa y la unión a ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DRG2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DRG2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1819
ID de Gen	1819
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-260 del DRG2 humano (NP_001379.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55039
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo