


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Drp1 Para Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - O00429

Número de artículo: CM0007079



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-DRP1 validado para WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata, mono. Se dirige a la proteína similar a dinamina-1, clave para la fisión mitocondrial y la supervivencia neuronal. Ideal para investigación en biología celular y enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DRP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10059
GeneID	10059
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 561-670 del DRP1 humano (NP_036192.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono
SWISS	O00429
Peso Proteico	82kDa
Envío	Bolsa de hielo