


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Drp1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O00429

Número de artículo: CM0018996



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DRP1 humano (proteína similar a Dynamin-1) para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Inmunógeno recombinante (aa 437-736). Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigaciones sobre fisión mitocondrial, apoptosis y neurología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DRP1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
Especie	Humano
ID génico (humano)	10059
ID génico	10059
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 437-736 de DNM1L humano (NP_036192.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O00429
Peso molecular	82 kDa
Envío	Bolsa de hielo