


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Drp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00429

Número de artículo: CM0027644



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-DRP1 validado para Western blot, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta DRP1 humano y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la fisión mitocondrial, la apoptosis y la división peroxisomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DRP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10059
GeneID	10059
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 411-710 de DRP1 humano (NP_036193.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonares
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00429
Peso Molecular de la Proteína	82kDa
Envío	Bolsa de hielo