


Anticuerpo Policlonal Anti-Dsc1 Para Wb, Elisa - Q08554

Número de artículo: CM0018233



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DSC1 humano (Desmocolina-1) para Western blot y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la adhesión celular mediada por desmosomas y la función de barrera epidérmica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DSC1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CDHF1; DG2/DG3; DSC1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1823
ID del Gen	1823
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 480-690 de DSC1 humano (NP_077739.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q08554
Peso Proteico	100kDa
Envío	Bolsa de hielo