


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dsc2 Para Wb, Elisa - Q02487

Número de artículo: CM0016721



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-DSC2 de alta calidad, validado para Western blot y ELISA. Reconoce la desmocolina-2 humana (UniProt Q02487), una cadherina de los desmosomas esencial para la adhesión celular y la integridad tisular. Adecuado para investigaciones cardíacas e intestinales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DSC2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	DG2; DSC3; CDHF2; ARVD11; DGII/III; DSC2
Especie	Humana
ID del gen (humano)	1824
ID del gen	1824
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 520-690 de la DSC2 humana (NP_077740.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q02487
Peso molecular de la proteína	100 kDa
Envío	Bolsa de hielo