

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dsg1 Para Wb, If-P, Elisa - Q02413

Número de artículo: CM0028018

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo DSG1 validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reactivo cruzado con DSG1 humano y de rata (~114 kDa). Ideal para estudios de adhesión de desmosomas, diferenciación de queratinocitos y barrera cutánea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DSG1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DG1; DSG; CDHF4; EPKHE; PPKS1; SPPK1; EPKHIA; DSG1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1828
ID del Gen	1828
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 800-1049 de DSG1 humano (NP_001933.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q02413
Peso Proteico	114kDa
Envío	Bolsa de hielo