

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dsg3/Desmogleína-3 Para Ihc-P, Elisa - P32926

Número de artículo: CM0024535



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la Desmogleína-3 (DSG3) humana para aplicaciones de IHC-P y ELISA. Ideal para investigar la adhesión desmosómica, el pénfigo vulgar y la biología del folículo piloso.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DSG3/Desmogleína-3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PVA; ABOLM; CDHF6; Desmogleína 3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1830
GeneID	1830
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-615 de la DSG3/Desmogleína-3 humana (NP_001935.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P32926
Peso Molecular de la Proteína	108kDa
Envío	Bolsa de hielo