

Anticuerpo Policlonal Anti-Dspp Para Wb, Elisa - Q9Nzw4

Número de artículo: CM0025802

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DSPP humana (dentina sialofosfoproteína). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la mineralización de la dentina y la biomineralización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-DSPP
Observaciones/Alíase	DPP, DSP, DGI1, DMP3, DFNA39, DSPP
Especie	Humana
GeneID (Humano)	1834
GeneID	1834
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 16-146 de la DSPP humana (NP_055023.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NZW4
Peso de la proteína	131 kDa
Envío	Bolsa de hielo