

Anticuerpo Policlonal Anti-Dspp Para Wb - Q9Nzw4

Número de artículo: CM0023650

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la sialofosfoproteína de dentina humana (DSPP) para WB, IF-P y ELISA. Participa en la dentinogénesis y la biomineralización. Reacciona de forma cruzada con la proteína humana. Peso molecular predicho de 131 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DSPP Rabbit pAb
Notas / Alias	DPP; DSP; DGI1; DMP3; DFNA39; DSPP
Especie	Humano
ID del Gen	1834
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 16-230 de la DSPP humana (NP_055023.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NZW4
Peso Molecular de la Proteína	131kDa
Envío	Bolsa de hielo