

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dth8 Para Wb Y Elisa - Q0J7P4

Número de artículo: CM0022864



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DTH8 (NF-YB11) de Oryza sativa, validado para aplicaciones de WB y ELISA en arroz; adecuado para estudios sobre el tiempo de floración y regulación del crecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DTH8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Hd5; DTH8; GHD8; HAP3H; NFYB11; OsHAP3H; OsNF-YB11
Especie	Oryza sativa
ID de Gen	4344784
Inmunógeno	Proteína recombinante de Oryza sativa DTH8
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q0J7P4
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo