

Anticuerpo Policlonal Anti-Dtna Para Wb, Elisa - Q9Y4J8

Número de artículo: CM0014573



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la distrobrevina alfa humana (DTNA). Validado para WB y ELISA, presenta reacción cruzada con humano y ratón. Adecuado para investigación en biología de sinapsis y músculo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DTNA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DTN; DRP3; DTN-A; LVNC1; D18S892E; DTNA
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1837
ID del Gen	1837
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 240-480 de la DTNA humana (NP_001381.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y4J8
Peso Molecular	84kDa
Envío	Bolsa de hielo