

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dtnbp1 Para Wb, Elisa - Q96Ev8

Número de artículo: CM0020893

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-DTNBP1 validado para WB y ELISA en humano y ratón. La disbindina es un componente del complejo BLOC-1 implicado en la biogénesis de orgánulos relacionados con los lisosomas y el tráfico de vesículas sinápticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DTNBP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SDY; DBND; HPS7; My031; BLOC1S8; DTNBP1
Especie	Humano
ID de Gen	84062 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-351 de la DTNBP1 humana (NP_115498.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96EV8
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo