


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dtx1 Para Wb, Elisa - Q86Y01

Número de artículo: CM0021241



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-DTX1 (67kDa) para WB, ELISA. Validado en humano y ratón. DTX1 es una E3 ubiquitina-proteína ligasa que regula la señalización Notch y los procesos inmunitarios. Q86Y01.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-DTX1
Observaciones/Alias	hDx-1; RNF140; DTX1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1840
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 de la DTX1 humana (NP_004407.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q86Y01
Peso de la proteína	67kDa
Envío	Bolsa de hielo