

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dtx3L Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tdb6

Número de artículo: CM0020765



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la E3 ubiquitina-proteína ligasa DTX3L humana. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en reparación del daño al ADN e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DTX3L Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BBAP; RNF143; DTX3L
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	151636
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 601-740 de la DTX3L humana (NP_612144.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TDB6
Peso proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo