


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dtymk Para Wb, If/Icc, Elisa - P23919

Número de artículo: CM0002044



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra DTYMK humano (Timidilato quinasa) validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce una proteína de ~24 kDa involucrada en la biosíntesis de dTTP. Adecuado para investigación en oncología y metabolismo de nucleótidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo DTYMK
Observaciones/Alias	CDC8; TMPK; TYMK; CONPM; PP3731; DTYMK
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1841
ID del Gen	1841
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de DTYMK humano (P23919).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P23919
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo