


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dtymk Para Wb, If/Icc, Elisa - P23919

Número de artículo: CM0031015



### Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-DTYMK validado para Western Blot, IF/ICC y ELISA. Detecta la timidilato quinasa humana, de ratón y de rata, una enzima clave en la biosíntesis de dTTP. Apto para investigación del metabolismo de nucleótidos.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Especificación                         |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Nombre del Producto           | DTYMK pAb de Conejo                    |
| Observaciones/Alias           | CDC8; TMPK; TYMK; CONPM; PP3731; DTYMK |
| Especie                       | Humano                                 |
| GeneID (Humano)               | 1841                                   |
| GeneID                        | 1841                                   |
| Inmunógeno                    | Proteína recombinante                  |
| Origen                        | Conejo                                 |
| Categoría                     | Anticuerpos Policlonales               |
| Aplicación                    | WB, IF/ICC, ELISA                      |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón, Rata                    |
| SWISS                         | P23919                                 |
| Peso Molecular de la Proteína | 24kDa                                  |
| Envío                         | Bolsa de hielo                         |