


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dusp13 Para Wb Y Elisa - Q6B8I1/Q9Uii6

Número de artículo: CM0030948



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DUSP13 para WB y ELISA, dirigido a las isoformas DUSP13A/B humanas, de ratón y rata. Apoya la investigación sobre actividad fosfatasa, apoptosis mediada por ASK1 y expresión génica específica de músculo. Suministro a granel disponible para desarrollo de inmunoensayos para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DUSP13 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MDSP; TMDP; SKRP4; DUSP13
Especie	Humano
GenelD (Humano)	51207
GenelD	51207
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-198 de la DUSP13 humana (NP_057448.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q6B8I1/Q9Uii6
Peso molecular de la proteína	6kDa/7kDa/9kDa/17kDa/20kDa/22kDa/27kDa
Envío	Bolsa de hielo