


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dusp14 Para Wb, If/Icc, Elisa - O95147

Número de artículo: CM0014018



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-DUSP14 de alta calidad, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Dirigido contra la proteína fosfatasa de especificidad dual 14 (MKP-6). Adecuado para estudiar la señalización del TCR y la inactivación de las quinasas MAP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DUSP14 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MKP6; MKP-L; DUSP14
Especie	Humano
GeneID (humano)	11072
GeneID	11072
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-198 de DUSP14 humana (NP_008957.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O95147
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo