


Anticuerpo Policlonal Anti-Dusp15 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H1R2

Número de artículo: CM0024412



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo DUSP15 validado para WB, IF/ICC, ELISA, reacciona con humano, ratón, rata. Explore los roles de la fosfatasa de doble especificidad en la señalización y la mielinización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo DUSP15
Observaciones/Alias	VHY; C20orf57; DUSP15
Especie	Humano
GeneID (Humano)	128853
GeneID	128853
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-90 de DUSP15 humano (NP_542178.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H1R2
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo