

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dusp16 Para Wb, Elisa - Q9By84

Número de artículo: CM0013184



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DUSP16 (MKP-7), adecuado para WB y ELISA, con reactividad en humanos, ratones y ratas. DUSP16 es una fosfatasa de especificidad dual que inactiva las quinasas MAP. Ideal para investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	DUSP16 pAb de conejo
Observaciones/Sinónimos	MKP7, MKP-7, DUSP16
Especie	Humano
GeneID (humano)	80824
GeneID	80824
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 416-665 de DUSP16 humano (NP_085143.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9BY84
Peso molecular	73 kDa
Envío	Bolsa de hielo