

Anticuerpo Policlonal Anti-Dusp1/Mkp1 Para Wb, Elisa - P28562

Número de artículo: CM0027881



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DUSP1/MKP1 humano (fosfatasa de MAP quinasa-1). Adecuado para Western blotting y ELISA; reacciona de forma cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación de señalización celular y respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DUSP1/MKP1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HVH1; MKP1; CL100; MKP-1; PTPN10; DUSP1/MKP1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1843
ID de Gen	1843
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de DUSP1/MKP1 humano (NP_004408.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28562
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo