


Anticuerpo Policlonal Anti-Dusp22 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nrww4

Número de artículo: CM0025588



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DUSP22 humano (JKAP/JSP-1), adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Explore la señalización JNK y la regulación de células T con nuestro anticuerpo de alta calidad. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DUSP22 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VHX; JKAP; JSP1; MKPX; JSP-1; MKP-x; LMWDSP2; LMW-DSP2; DUSP22
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56940
GeneID	56940
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-184 de DUSP22 humano (NP_064570.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NRW4
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo