


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dusp5 Para Wb Y Elisa - Q16690

Número de artículo: CM0016799



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la fosfatasa de proteína de doble especificidad humana DUSP5 (hVH3). Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Uso en investigación para la señalización ERK1 y estudios de fosfatasa nuclear. Peso molecular ~42 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DUSP5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DUSP; HVH3; DUSP5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1847
GeneID	1847
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 315-384 de DUSP5 humana (NP_004410.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q16690
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo