


Anticuerpo Policlonal Anti-Dusp6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16828

Número de artículo: CM0029903



Introducción

DUSP6 Conejo pAb (Q16828) es un anticuerpo policlonal validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con DUSP6 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de investigación de señalización de MAP quinasa y del dolor.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DUSP6 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HH19; MKP3; PYST1; DUSP6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1848
GeneID	1848
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia dentro de los aminoácidos 302-381 de DUSP6 humano (NP_001937.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16828
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo