


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dusp6 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q16828

Número de artículo: CM0003760



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-DUSP6 de alta calidad validado para WB, IP, IHC-P y ELISA en humano, ratón y rata. Objetivo DUSP6 (42 kDa), una fosfatasa de cinasas MAP específica de ERK implicada en la diferenciación celular y la resolución del dolor.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DUSP6 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HH19; MKP3; PYST1; DUSP6
Especie	Humano
GenelD (humano)	1848
GenelD	1848
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 282-381 del DUSP6 humano (Q16828).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16828
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo