


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dusp8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13202

Número de artículo: CM0021366



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad anti-DUSP8 para WB, IF/ICC y ELISA. DUSP8 es una fosfatasa de doble especificidad que desfosforila las MAP quinasas, esencial para la transducción de señales. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	DUSP8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HB5; HVH8; HVH-5; C11orf81; DUSP8
Especie	Humano
GeneID (humano)	1850
GeneID	1850
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13202
Peso proteico	66 kDa
Envío	Bolsa de hielo