


## Anticuerpo Policlonico Anti-Dusp9 (Mkp-4) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99956

Número de artículo: CM0025603



### Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a DUSP9 (MKP-4), validado para WB, IF/ICC y ELISA con reactividad en humanos y ratones. Ideal para investigación de la señalización de ERK y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | DUSP9 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Notas/Alias         | MKP4, MKP-4, DUSP9                                                                                                                  |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| ID del Gen          | 1852                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de la DUSP9 humana (NP_001386.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                       |
| SWISS               | Q99956                                                                                                                              |
| Peso de la Proteína | 42kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |