

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dut Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P33316

Número de artículo: CM0029200



Introducción

Anticuerpo DUT policlonal de conejo para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Detecta la dUTPasa mitocondrial para estudiar el metabolismo de nucleótidos y la fidelidad de la replicación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DUT pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BMFDMS; dUTPasa; DUT
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1854
ID del Gen	1854
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 89-252 de DUT humano (NP_001020419.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P33316
Peso Molecular de la Proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo