

Anticuerpo Policlonal Anti-Dvl1 Para Wb, Elisa - O14640

Número de artículo: CM0023373



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DVL1 humano, válido para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Diana involucrada en la señalización Wnt; adecuado para uso en investigación en biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo DVL1
Observaciones/Alias	DVL; DRS2; DVL1L1; DVL1P1; DVL1
Especie	Humano
GeneID (humano)	1855
GeneID	1855
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 11-110 de DVL1 humano (NP_001317240.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	O14640
Peso proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo