


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dvl2 Para If/Icc Y Elisa - O14641

Número de artículo: CM0017524



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DVL2 humano, validado para aplicaciones de IF/ICC y ELISA. Inmunógeno recombinante, reacciona de forma cruzada con humano, proteína de 79kDa. Ideal para estudiar la señalización Wnt canónica y no canónica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DVL2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DVL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1856
GeneID	1856
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 del DVL2 humano (NP_004413.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14641
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo