


Anticuerpo Policlonal Anti-Dvl3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92997

Número de artículo: CM0026355



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo DVL3 de CamelBio se dirige a la proteína de polaridad de segmento dishevelled-3 humana. Adecuado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DVL3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DRS3; DVL3
Especie	Humano
GeneID	1857
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 580-650 de DVL3 humano (NP_004414.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92997
Peso Proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo