

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dinamina 3 Para Wb Y Elisa - Q9Uq16

Número de artículo: CM0003369



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a la Dinamina-3 humana (DNM3). Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta muestras humanas y de ratón con una banda predicha a 98 kDa. Ideal para estudios de endocitosis y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Dinamina 3
Observaciones/Alias	Dina III; Dinamina 3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	26052
ID del Gen	26052
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 700-800 de la Dinamina 3 humana (Q9UQ16)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UQ16
Peso Proteico	98kDa
Envío	Bolsa de hielo