

Anticuerpo Policlonal Anti-Dync1I1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14576

Número de artículo: CM0024807

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DYNC1I1 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de motor dineína citoplasmática y transporte intracelular. - O14576

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DYNC1I1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DNC1I; DNCIC1; DYNC1I1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1780
GeneID	1780
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 del DYNC1I1 humano (NP_001129028.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14576
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo