


Anticuerpo Policlonal Anti-Dync1I2 Para Wb, Elisa - Q13409

Número de artículo: CM0016846



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo DYNC1I2 validado para Western blot (WB) y ELISA, reactivo contra la cadena intermedia 2 de dineína citoplasmática 1 de humano, ratón y rata, una proteína motora clave para el transporte intracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DYNC1I2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IC2; DIC74; DNCI2; NEDMIBA; DYNC1I2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1781
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 352-612 de DYNC1I2 humano (NP_001258717.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13409
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo