


Anticuerpo Policlonal Anti-Dync2H1 Para Wb Y Elisa - Q8Ncm8

Número de artículo: CM0014769



Introducción

Anticuerpo policlonal anti-DYNC2H1 de conejo de alta calidad validado para WB y ELISA, reactivo con humano y rata. Obtenido a partir de inmunógeno recombinante (aa1-250). Ideal para investigación en biogénesis de cilios y transporte intraflagelar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DYNC2H1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ATD3; DHC2; DHC1b; DNCH2; DYH1B; SRTD3; SRPS2B; hdhc11; DYNC2H1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	79659
ID del Gen	79659
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la DYNC2H1 humana (NP_001073932.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q8NCM8
Peso de la Proteína	493kDa
Envío	Bolsa de hielo