

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dync2Li1 Para Wb, Elisa - Q8Tcx1

Número de artículo: CM0027186



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo DYNC2LI1 validado para Western blot (WB) y ELISA; detecta la cadena ligera intermedia 1 de dineína citoplásmica 2 humana, de ratón y de rata; adecuado para investigación en biología de cilios y transporte intraflagelar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo DYNC2LI1
Observaciones/Alias	LIC3; D2LIC; CGI-60; DYNC2LI1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51626
GeneID	51626
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-352 de DYNC2LI1 humano (NP_001180393.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TCX1
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo