


## Anticuerpo Policlonal Anti-Dynll1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63167

Número de artículo: CM0013588



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a DYNLL1 humano (cadena ligera de dineína 1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para investigación de citoesqueleto y apoptosis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | DYNLL1 Conejo pAb                                                                                               |
| Observaciones/Alias | LC8, PIN, DLC1, DLC8, LC8a, DNCL1, hdlc1, DNCLC1, DYNLL1                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                          |
| GeneID              | 8655                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-89 de DYNLL1 humano (NP_003737.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                        |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                        |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                             |
| SWISS               | P63167                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 10kDa                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                  |